



Ferritin

1. การทดสอบ : Ferritin
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 - 1) ช่วยในการวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 - 2) ประเมินปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีเพื่อปั่นแยกพลาสมา ถ้ายังไม่ตรวจทันทีต้องปั่นเลือดและเก็บพลาสมาไว้ที่ ตู้เย็นแช่แข็ง
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันในเวลาราชการ
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย ng/mL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value)
 - ผู้ชาย 30-400 ng/mL
 - ผู้หญิง 13-150 ng/mL
9. ค่าตรวจ (charge) : 350 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Electrochemiluminescence (ECLIA) / Sandwich principle
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 65 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 100 mg/dL
 - Lipemia: Intralipid 2000 mg/dL





- Biotin: 50 ng/mL
 - Rheumatoid factors: 1200 IU/mL
- 2) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี antibodies ต่อ streptavidin ที่สูงมากๆ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :

ดูที่เมนูขอตรวจเพิ่มหรือขอตรวจซ้ำ

13. อื่นๆ (comment) :

- 1) Ferritin เป็น acute phase protein จึงสูงขึ้นได้แม้มีภาวะขาดธาตุเหล็กในภาวะที่มี inflammation เช่น infection, autoimmune disease, malignancy เป็นต้น
- 2) การแปลผลการตรวจต้องพิจารณาร่วมกับอาการทางคลินิก

