



Vitamin C (Ascorbic acid)

1. การทดสอบ :

Vitamin C (Ascorbic acid)

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

เพื่อวินิจฉัยอาการหรือภาวะ

- โรคโลหิตจาง
- หลอดเลือดขนาดเล็กจะแตกง่าย (เลือดออกง่าย)
- เหงือกบวม เลือดออกง่ายเมื่อแปรงฟัน
- ผิวหนังเลือดออกง่าย เห็นเป็นจุดแดง ๆ กระจายในโรคใช้เลือดออก หรือเป็นจ้ำห้อเลือดได้ง่าย

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ (specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection medium) :

เลือดผู้ป่วยอย่างน้อย 4 ml ใส่ลงในหลอด Lithium heparin blood (tube ฝาเขียว)

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

เจาะเลือดผู้ป่วยอย่างน้อย 4 ml ใส่ลงในหลอด Lithium heparin blood (tube ฝาเขียว) หุ้มห่อกันแสงไว้ในที่เย็น 2-8 °C แล้วให้รีบนำส่งภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าส่งในทันทีไม่ได้ต้องเก็บตัวอย่างไว้ในที่เย็น 2-8 °C เพื่อป้องกันความร้อน และรีบนำส่งในวันทำการ (ไม่ให้ freeze หลอดตัวอย่างเลือด เพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้) โดยระหว่างที่นำส่งให้ใส่หลอดตัวอย่างในภาชนะขนส่งสิ่งส่งตรวจที่มี Ice pack เพื่อรักษาอุณหภูมิ สามารถนำส่งได้ในวัน และเวลาราชการ จะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ในเวลา 3 สัปดาห์โดยประมาณ ในกรณีที่เจาะเลือดผู้ป่วยได้น้อยกว่าที่กำหนด เช่น ในผู้ป่วยเด็ก ปริมาณ Plasma ที่ห้องปฏิบัติการต้องการ ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 0.5 ml

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) :

ทุกวันในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และพักกลางวัน เวลา 12:00-13:00 น.)

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

ภายใน 3 สัปดาห์

8. การรายงานผล :

รายงานเป็นหน่วย mg/L โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 4 -15 mg/L

9. ค่าตรวจ (charge) :

9.1 ภายใน รพ.ศิริราช อัตราค่าตรวจ 1,950 บาท

9.2 ภายนอก รพ.ศิริราช

- รพ.รัฐบาล อัตราค่าตรวจ 2,150 บาท
- รพ.เอกชน อัตราค่าตรวจ 2,340 บาท

* อัตราค่าตรวจนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของคณะฯ *

10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference) :

แสงสว่างและความร้อน ควรป้องกันสิ่งส่งตรวจทันที หลังจากการเจาะเลือดใส่ลงในหลอดทดลอง

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :

ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และส่งใบขอตรวจใหม่โดยเพิ่มรายการการทดสอบที่ต้องการ

13. อื่น ๆ (comment) :

ส่งสิ่งส่งตรวจได้ที่ ห้องปฏิบัติการงานบริการ ภาควิชาชีวเคมี อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 9 ห้อง 911
สอบถามเพิ่มเติม การทดสอบวิตามิน ได้ที่ โทร. 02-419-7582